:مقدمة من قبعات الجراحية

محبوكة ومعيار SBPP قبعات الجراحية المصنوعة من CE و SBPP قبعات الجراحية المصنوعة من مادة محبوكة PP مصنوعة تسمى أيضا كليب المتاح أو غطاء الشريط القبعات الغوغاء الطبية، من مادة وشريط مطاطي مطوي الجولة، وهذا التصميم له مجالا واسعا للشعر الطويل. فإنه يمكن منع الشعر وشريط مطاطي مطوي الجولة،

:مزايا قبعات الجراحية

- .أحجام مختلفة والألوان المتاحة
- تنفس، غير ماصة، متانة .2
- .مع واحد أو مزدوج المرونة المتاحة، في شكل ثنيات أو مقطع مع مختلف الألوان المتاحة . 3
- .. هذا المعدل أعلى بكثير من المعدل الطبيعي من 97 ... (BFE) 99.1 وصلت كفاءة البكتيريا الترشيح ..
- عينات مجانية والتخصيص المتاحة . 5
- . سقف على شكل كليب قبل تكشفت

:مواصفات قبعات الجراحية

مادة	PP غير المنسوجة
وزن	10-30g
نمط	واحد مرن، أو ضعف أسلوب مرن
حجم	'' أو 19 ''، 21 ''، 24''21 '' 18
اللون	أخضر، أو أبيض،الأزرق والوردي والأصفر والوردي والبرتقالي، (يمكن أن يكون كل الألوان المتاحة) الأرجواني والأحمر
حزم	الشركة التونسية / PCSالشركة التونسية للملاحة، 2000 / lbags / كيس، 20 100pcs للملاحة للملاحة
تصميم التعبئة	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
حجم الكرتون	58x25x27cm
التطبيقات	مستشفى العاملين في المجال الطبي السريري والمرضى. خالية من الغبار ورشة عمل ،، المختبرات والصناعات الغذائية والالكترونية بتصنيع وهلم جرا
	خالية من العبار ورسه عمل ،، المحتبرات والصناعات العدالية والانكترونية بنصبيع وهنم جرا

:تفاصيل صورة قبعات الجراحية



