

مقدمة من الخرسانة مستشفى معقم ثوب الجراحة:

1. منع انتشار سوائل الجسم والمحتوى دفقة الدم وعزل الغبار والجسيمات، والكحول، الدم والبكتيريا والفيروسات الغازية.
2. مثالية لعمليات مع كميات كبيرة من السوائل. لمنع نقل العدوى من أو الموظفين على الجرح أو العكس عن طريق الاتصال المباشر.
3. مع وظائف وقائية جيدة، Long. أسلوب 3.


مواصفات عززت مستشفى معقم ثوب جراحة

اسم	أفضل المصانع في الصين للتصرف عززت مستشفى معقم ثوب جراحة
مادة	SMS45g
نمط	معقم، نمط قياسي، التعادل على ذوي الياقات البيضاء، والعلاقات على الخصر، الأصفاد المرنة
حجم	S (110 * 130CM), M (115 * 137cm), L (120 * 140CM), أو أي الأحجام مخصصة أخرى (125 * 150CM), 2XL (130 * 150CM)
Grammage	45G
اللون	أخضر.
التعبئة والتغليف	الشركة التونسية للملاحة / 50PCS / ، 50PCS / معقمة، كيس 1
تحميل الحاويات	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
موك	5000 PCS
خدمه توصيل	و days يمكن أن تنتهي في غضون 15-25HQ واحد حاوية 40
متجر	مخزن في الأراضي الجافة والرطوبة أقل من 80٪، التهوية، غير قابلة للتآكل مستودع الغازات

صور من الخرسانة مستشفى معقم ثوب الجراحة:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



إيجابياتنا:

- 1.رشة عمل مجانية □ عامل، 25000 الغبار 1.260
- 2.معتمد FDA أمبير؛ & CE، ISO، عامًا من الخبرة 1.2
- 3.ساعة تصل ميناء ووهان One.
- 4.Ship، سريع عينات واستجابة سريعة

.نرحب البريد الالكتروني لي أو الاتصال بي مباشرة، دعونا نتحدث عن أكثر من ذلك

معلومات الاتصال:

VIP خدمة

تشبي Remey

التليفون المحمول: 15623307739-0086

الهاتف: 9195 8782 27-0086

البريد الإلكتروني: sales04@orienthonest.com

سكايب: orienthonest04