

Product details

عززت ثوب الجراحية PE تفاصيل يمكن التخلص منها فيلم:

،المعايير EN13795 النسيج ل conformes
وينتج ثوب الجراحية في الغبار غرفة نظيفة خالية، والتي تضمن نوعية جيدة.
التعقيم يمكن أن توفر لنا أو عقيمة في الأسواق المحلية الخاصة بك
!المتاحة، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات CE و ISO13485 هي شهادات

واحد البنود التعبئة:

وصف	كمية	مواصفة
ثوب الجراحية	1	M-XL
منشفه يد	2	30 * 40CM
(حقيبة التعقيم (كيس ورقة من البلاستيك	1	26 * 36CM
يلف	1	60 * 60CM

: حجم الرسم البياني

م	120 * 140CM
L	125 * 145CM
XL	130 * 150CM
XXL	135 * 155CM

مميزات:

"للماء، وقوة الشد جيدة ومريحة خالية من الوب، "ثلاثة دفاعات، SMMS.المواد 1
(ماء، ومكافحة الكحول وترشيش مكافحة الدم)
أساسا للطبيب للعمل، وهي متاحة أيضا لاستخدامها في العزلة Disposable.ثوب الجراحية 2
الأطباء الغرفة والزوار.

عززت ثوب الجراحية PE صورة يمكن التخلص منها فيلم:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



:إيجابياتنا

- 1.رشة عمل مجانية □ عامل، 25000 الغبار
- 2.معتد FDA أمبير؛ & CE، ISO، عامًا من الخبرة 12.
- 3.ساعة تصل ميناء ووهان One.
- 4.Ship، سريع عينات واستجابة سريعة.

.هذه هي الطريقة نحافظ على نوعية جيدة وتعاون موثوق بها لعملائنا الكرام العالمي

:مرحبا بكم في الاتصال بي، وندعو لي المعلومات التالية:

VIP خدمة
تشى Remey

التليفون المحمول: 15623307739-0086

الهاتف: 9195 8782 27-0086

البريد الإلكتروني: sales04@orienthonest.com

سكايب: orienthonest04