

## Product details

### الميزات المادية

ثوب المستشفى النسيج لغرفة العمليات، والمعاطف مختبر المتاح ل PE + PP  
-مصنوعة من مادة البولي بروبيلين مسعور، خالية من مطاط. تأكل  
مقاومة؛ لينت منخفضة؛ مع مستوى عال من صد السوائل.

gsm.الوزن المادي: 25-65

### ضبط الجودة

1. لجعل المنتجات الى ان تؤكد العينة WE. لن تبدأ
2. التعبئة تكون واقية من الماء، واقية من رطب ومختومة THE. سوف

### سياسة عينة

1. DAYS وفقا للرسم التصميم الخاص بك. وقت أخذ العينات: 3-5 Sample.
2. تصميم العينة الخاصة بك، ثم تغييره.
3. day عينات القائمة وقت أخذ العينات: 1.
4. جعل الإنتاج الضخم بعد تأكيد العينة.

### ثوب المستشفى النسيج PP + PE مواصفات بائع لل

مادة	PP + PE
وزن	الخ، 25gsm
اللون	الأزرق، الخ.
حجم	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
نمط	التعادل على / هوك وحلقة على الرقبة، مرنة / الكفة محبوك، ومعيار أو تعزيزها
حزم	غير معقمة، و 10 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس، 10 أكياس / الشركة التونسية للملاحة. معقمة، 1 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس معقم، و 100 جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
حجم الكرتون	سم 58X28X48

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

س: 1. أنت منتج أو شركة تجارية، وعندما تم تأسيس شركتك؟ Are: ج: نعم، ونحن المصنع مباشرة، المصنع الذي أنشئ في عام 2003، لدينا شركة لحقوق تصديرها الخاصة بنا في عام 2013.

س: 2. ما هو مبيعاتها السنوية لشركتك؟ ج: مليون 20 مليون نسمة، فإنه لا يزال في تزايد. USD18 ج: عادة هو حول

س: 3. ما هو عدد الموظفين في شركتك؟ ج: لدينا مصنع حوالي 380-400 العمال المهرة، 10 مراقبة الجودة المهنية لفحص الجودة خلال كل عملية و 10 مبيعات الدولي المهنية مع 3-8 سنوات خبرة في إدارة التجارة الدولي.

س: 4. ما هي النسبة المئوية لتوزيع المنتجات الخاصة بك للمحلي، والتصدير؟ ج: في الوقت الحاضر، و 90% للتصدير و 10% للمحلية

## The happy time with customers

