

Product details

العزلة CPE بائع لالمتاح ثوب

مسعود CPE بمعزل عن CPE يرصد بائع لالمتاح ثوب
مادة، خالية من مادة اللاتكس. تأكل-مقاومة؛ السائل منيع تماما والكحول
طارد. ويمكن استخدامها في المستشفى، مختبر، صناعة المواد الغذائية، أو في أي مكان في حاجة إلى الحماية

العزلة CPE مواصفات بائع للتصرف ثوب

مادة	CPE
وزن	(جراما في المتر المربع. (مريح، دون ألياف الزجاج، اللاتكس الحرة 30-65 CPE).
نمط	الرقبة: مع الهول الخصر: العلاقات على صفعة: مع حلقة الإبهام فتح على ظهره
حجم	120x130cm، 130x150cm، 150x160cm، 150x190cm، 170x170cm
اللون	أبيض حليبي
حزم	غير معقمة، و 10 جهاز كمبيوتر شخصي / كيس، 10 أكياس / الشركة التونسية للملاحة. معقمة، 1 جهاز كمبيوتر شخصي / كيس معقم، و 100 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية للملاحة
تصميم التعبئة	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
حجم الكرتون	سم 58X28X48مستوى التعبئة والتغليف الكرتون 58
التطبيقات	مستشفى العاملين في المجال الطبي السريري والمرضى. المستخدمة في المستشفى، والمختبرات والصناعات الغذائية، وحيثما وجدت حاجة إلى الحماية

ضبط الجودة

- لجعل المنتجات الى ان تؤكد العينة WE. لن تبدأ 1.
- التعبئة تكون واقية من الماء، واقية من رطب ومختومة THE. سوف 2.

سياسة عينة

- Sample 5-3. DAYSوفقا للرسم التصميم الخاص بك. وقت أخذ العينات: 1.
- تصميم العينة الخاصة بك، ثم تغييره.
- dayعينات القائمة وقت أخذ العينات: 1.
- جعل الإنتاج الضخم بعد تأكيد العينة.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

1. عينة مجانية.
2. الصغيرة أمر مقبول.
3. المتاحة: L / C, T / T, D / P حيث
4. المتاحة: EXW حيث, CIF, فوب, كنف
5. وبأسعار تنافسية واستقرارا لأننا المصنع.
- 6 3. تفتيش المنتج جزءا مقبولا RD والمنتجات المؤهلة.
- 7, خدمة صانعي القطع الأصلية. المزيد من الخيارات على المواد, نمط وحجم والتعبئة والتغليف,
8. HQ والتسليم في الوقت المناسب. أفضل وقت الرصاص 25-30 يوم للحاوية 40,
9. تصدير الخدمات الفنية. الوثائق والتخليص والنقل البحري, في كل واحدة,
- 10, وحسن خدمة ما بعد البيع. نحن نأخذ الشكاوى الرعاية كما نود أن يكون المورد الخاص بك على المدى الطويل,

The happy time with customers

