

## Product details

### DESCRIPTION من معاطف مختبر المتاح للبيع

1. المواد: pp38g
2. اللون: أبيض، .
3. نمط: صفة محبوك، طوق متماسكة، مع جيوب  
الخ S، M، L، XL، XXXL أو 4: الحجم
- الكرتون وكما تحتاج / PCS بوليبياغ، 50 / 5 PCS. التعبئة والتغليف: 1-5
- التسامح مختلفة الأحجام والمواد) ((FCL: 50000PCS "6.1 \* 20
- PCS كمية النظام 7. مصغرة: 5000
8. شهادة: CE، FDA، ISO13485

### مواصفات معاطف مختبر المتاح للبيع

مادة	غير المنسوجة ص
Grammage	PP38g، فهلا كما طلبك
نمط	مع طوق محبوك، مع الأصفاد محبوك، مع جيوب
حجم	S-6XL
اللون	.الأبيض، إلخ
حزم	مربع، 50 أكياس / الشركة التونسية للملاحة، أو وفقا للشروط الخاص بك / PCS محفظة 5
تصميم التعبئة والتغليف	كل حقيبة والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
التطبيقات	والمستشفيات، المختبرات، وصناعة المواد الغذائية والالكترونية بتصنيع وهلم جرا، dustfree ورشة عمل

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**1: أنت منتج أو شركة تجارية، وعندما تم تأسيس شركتك؟ Are: س:**

ج: نعم، ونحن المصنع مباشرة، المصنع الذي أنشئ في عام 2003، لدينا شركة لحقوق تصديرها الخاصة بنا في عام 2013

**س: 2. ما هو مبيعاتها السنوية لشركتك؟**

ج: مليون 20 مليون نسمة، فإنه لا يزال في تزايد USD18 ج: عادة هو حول

**ق)؟ CE أو شهادة EN، ISO، س: 3. لا لشركتك لديها أي نظام لإدارة الجودة مثل**

ج: نعم، لدينا إدارة الاغذية والعقاقير. رينش وتقرير نيلسون، ISO13485، CE، ج: نعم، لدينا

**4: أنا الحصول على عينات مجانية لفحص الجودة؟ كم من الوقت يمكنني الحصول عليه؟ Can: س:**

ج: نعم، لدينا عينات يمكن توفيره مجانا في غضون 3-7 أيام