

Product details

مقدمة من الصفحات الصفراء ثوب العزلة

الأصفر ص المورد ثوب العزلة، ثوب الجراحية بولي بروبيلين للطبيب، ورخيصة يمكن التخلص منها الطبية والرسائل القصيرة، الصغيرة التي يسهل اختراقها، لا PP، PP + PE، وتشمل العبوات المصنوعة من مادة البولي بروبيلين مسعور تكس مجانا. مقاومة الكشط، لينت منخفضة؛ مع مستوى عال من صد السوائل

مواصفات ص الأصفر ثوب العزلة

مادة	PP غير المنسوجة
Grammage	20G، 65-15 أوgsm
اللون	الأصفر، يمكننا أيضا أن الأبيض والأخضر والأزرق والوردي والأحمر والرمادي، الخ الأسود
حجم	120x130cm، 130x150cm، 150x160cm، 150x190cm، 170x170cm
نمط	التعادل على / الفيلكرو على الرقبة، مرنة / الكفة محبوك، ومعيار أو تعزيزها
حزم	غير معقمة، و 10 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس، 10 أكياس / الشركة التونسية للملاحة. معقمة، 1 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس معقم، و 100 جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
حجم الكرتون	58X28X48 سم
التطبيقات	مستشفى العاملين في المجال الطبي السريري والمرضى. خالية من الغبار ورشة عمل، والمختبرات والصناعات الغذائية والالكترونية بتصنيع وهلم جرا

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1، عينة مجانية.
- 2، الصغيرة أمر مقبول.
- 3، المتاحة؛ L / C، T / T، D / P حيث
- 4، المتاحة؛ EXW حيث، FOB، كنف
- 5، وبأسعار تنافسية واستقرارا لأننا المصنع،
- 6 3، تفتيش المنتج جزءا مقبولا RD والمنتجات المؤهلة.
- 7، خدمة صانعي القطع الأصلية. المزيد من الخيارات على المواد، نمط وحجم والتعبئة والتغليف،
- 8، HQ والتسليم في الوقت المناسب. أفضل وقت الرصاص 25-30 يوم للاحوية 40،
- 9، تصدير الخدمات الفنية. الوثائق والتخليص والنقل البحري، في كل واحدة،
- 10، وحسن خدمة ما بعد البيع. نحن نأخذ الشكاوى الرعاية كما نود أن يكون المورد الخاص بك على المدى الطويل،