

### **3 Lagen individuelle OP-Masken, 99% Filtration Zahnarzt Gesichtsmaske, frei Gesichtsmaske für Food-Service-Latex**

#### **Beschreibungen von benutzerdefinierten OP-Masken**

- 1) Das gefaltete 3-lagig bieten einen guten Schutz und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten;
- 2) Es ist 100% latexfrei und Fiberglas frei, und alle Materialien sind nicht reizend und geruchlos;
- 3) Die Falte in den Maskenformen besser Kegelform für maximalen Schutz;
- 4) In beliebte Farbe, haben wir 11 Farben jetzt;
- 5) PFE 0,1 Mikrometer & gt; 99% und BFE 3 Mikrometer & gt; 99%;
- 6) Beständigkeit gegen Flüssigkeiten, mmHg: 80;
- 7) Es ist die erste Verteidigungslinie in jeder Bio-Notfall oder Pandemie.

#### **Die Anwendung der Zahnarzt Gesichtsmaske**

- 1) Für Krankenhaus klinische medizinische und Patienten, staubfreien Werkstatt, Lebensmittelabrik.
- 2) Um zu verhindern, der Ausbreitung von Körperflüssigkeiten und Blut spritzen Inhalt.

#### **Verpackung von Gesichtsmaske für Food-Service**

Spezifikation	Normale Verpackung	Kartongröße	1 * 40 HQ Container kann (PC) halten
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Stück
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Stück
Bemerkung: alle können etwas Besonderes sein individuell nach Ihren tatsächlichen Bedarf			

#### **Bild von benutzerdefinierten OP-Masken**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

