

Die Anwendung der Chirurgie Maske

1. For Krankenhaus klinischen Medizin und Patienten, staubfreien Werkstatt, Lebensmittelfabrik.
2. To verhindern Ausbreitung von Körperflüssigkeiten und Blut spritzen Inhalt.

Parameter der chirurgische Einweg-Gesichtsmaske

- 1) Material: PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
- 2) Farbe: weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux
- 3) Ohrschleife: Krawatte oder elastische chirurgische Einweg-Gesichtsmaske
- 4) Größe: 17,5 * 9,5 cm für Erwachsene; 14.5 * 9.5 für Kinder; 12.5 * 7.5cm für Baby
- 5) Nasenleiste: Kunststoff oder Metall, flexibel, passend fixiert

Verpackung von medizinischen Gesichtsmasken mit Design

Spezifikation	Normale Verpackung	Kartongröße	1 * 40 HQ Container kann (PC) halten
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Stück
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Stück
Bemerkung: alle können etwas Besonderes sein individuell nach Ihren tatsächlichen Bedarf			

Unsere Fabrik

- 1) Hersteller mit 12 Jahre Geschichte in der Herstellung von chirurgischen Einweg-Gesichtsmaske, und alle Arten von Einweg-Schutzprodukte;
- 2) Starke Produktionsleistung: 1 * 40 HQ Container kann in 15 Tagen abgeschlossen sein;
- 3) viel versprechende Vertriebsteam: Service innerhalb von 24 Stunden
- 4) Qualität Versicherung: ISO9001, ISO13485, CE zertifiziert, FDA registriert.

Die Handelsbedingungen der medizinischen Gesichtsmasken mit Design

MOQ	100.000 Stück
Preis	Verhandelbar

Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	1.000.000 Stück / Tag, 1 * 40 HQ Container kann in 15 Tagen fertig sein
Lieferzeit	Normalerweise bestätigt 30 Tage nach der Bestellung
Sample	Probe frei ist, kann auch in 2 Tagen vorbereitet werden

Bild von medizinischen Gesichtsmasken mit Design





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

