

Anti-Bakterien chirurgische Gesichtsmaske, Reinraum- medizinische Masken, non-woven Gesichtsmaske Lieferant

Das Merkmal der chirurgische Gesichtsmaske

- 1) Dreidimensionale Design: angegeben Anti-SARS-Masken, Sterilisation, Anti-Grippe, Staub
- 2) Mit Nasenbügel: flexibel, passend fixiert
- 3) Feine Kante: der Rand der Vollheißsiegeltechnologiepaket
- 4) Krawatte auf Ohrbügel: komfortabel und ausgestattet

Spezifikationen der medizinischen Masken

Stoff	PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
Gewebegewicht	Könnte als Ihr Antrag sein
Ear-Schleife	Anknüpfen oder Ohrbügel medizinische Masken
Größe	17.5 * 9.5cm, oder als Ihre Anforderungen
Farbe	weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux / schwarz
Verpackung	50 Stück / Karton, 2000 PC / ctn oder als Ihre Anforderung
Verpackungsdesign	alle inneren Kasten und Umkarton Druck kann als Ihr Entwurf sein
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt, Elektronik produziert und so weiter

Zahlungsbedingungen chirurgische Gesichtsmaske

MOQ	100.000 Stück
Preis	Verhandelbar
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	1.000.000 Stück / Tag, 1 * 40 HQ Container kann in 15 Tagen fertig sein
Lieferzeit	Normalerweise bestätigt 30 Tage nach der Bestellung
Sample	Probe frei ist, kann auch in 2 Tagen vorbereitet werden

Bild von non-woven-Gesichtsmaske

