

Antivirus und Antivirus-Gesichtsmaske, IIR kühlen OP-Masken, Hygiene Mundschutz

Eigenschaften von antiviralen Gesichtsmaske

- 1) 100% nagelneu und hohe Qualität
- 2) Farbe: Hellblau, haben wir zehn Farben total
- 3) Größe: ca. 6.70 * 3.70inch / 17 * 9.4cm (Länge * Breite)
- 4) bieten einen gewissen Schutz vor Staub, oder einige giftige Dinge.

Der Stoff, aus kühlen OP-Masken

- 1) 1st Schicht: Außenschicht, Polypropylengewebe, weiß, es ist weich und atmungsaktiv.
- 2) 2nd Schicht: Zwischenschicht, Filterpapier, weiß, kann es Schmutz, reizend, krebserzeugend Substanz und Bakterienfilter, % BFE ≥ 99.
- 3) 3rd Schicht: Innenschicht, Polypropylengewebe, weiß, es ist weich und atmungsaktiv, flüssigkeitsresistent, Umweltschutz.

Verpackung von Mundschutz

Spezifikation	Normale Verpackung	Kartongröße	1 * 40 HQ Container kann (PC) halten
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Stück
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Stück
Bemerkung: alle können etwas Besonderes sein individuell nach Ihren tatsächlichen Bedarf			

Bild von Mundschutz



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

