

BFE99 medizinischen Einweg-Gesichtsmasken, Einweg-Mundabdeckungen,

Einweg-OP-Maskenhersteller

Das Merkmal der medizinischen Einweg-Gesichtsmasken

- 1) Dreidimensionale Design: angegeben Anti-SARS-Masken, Sterilisation, Anti-Grippe, Staub
- 2) Mit Nasenbügel: flexibel, passend fixiert
- 3) Feine Kante: der Rand der Vollheißsiegeltechnologiepaket
- 4) hohe elastische Schnur: hypoallergenen Material

Die 3-Schicht von Einweg-Mund Abdeckungen

Layer 1

Die äußere Schicht, weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / weinrot / schwarze Farbe,

PP-Schicht, Wasserabweisung, zu verhindern, dass Flüssigkeiten aus der Maske eingeben.

Layer 2

Die mittlere Schicht, weiße Farbe Zweck hergestellt schmelzgeblasenen, hohe Filtrationspapier, effektiv Mikro Staub und Bakterien zu verhindern.

Layer 3

Weißer Farbe, PP nicht gewebt, weich und bequem

Abmessungen und Verpackung von Einweg-OP-Maske

- 1) Maße: 17,5 * 9,5 cm
- 2) Ohrschleife: 16 cm, Dehnung zwischen 220% -260%
- 3) Verpackung: 50 Stück im Karton, 2000 Stück pro Karton
- 4) Kastengröße: 18 * 10 * 7cm, Kartongröße: 52 * 38 * 30cm

Technische Daten von Einweg-OP-Maske

Stoff	PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
-------	---

Gewebegewicht	Könnte als Ihr Antrag sein
Ear-Schleife	Anknüpfen oder Ohrbügel
Größe	17.5 * 9.5cm, oder als Ihre Anforderungen
Farbe	weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux / schwarz
Verpackung	50 Stück / Karton, 2000 PC / ctn oder als Ihre Anforderung
Verpackungsdesign	alle inneren Kasten und Umkarton Druck kann als Ihr Entwurf sein
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt, Elektronik produziert und so weiter

Bilder von medizinischen Einweg-Gesichtsmasken





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

