

Beard Abdeckung Chirurgie, hochwertige Bart Abdeckung Nahrungsmittelservice, bart Polypropylen-Netze

Spezifikationen Bartabdeckung Chirurgie

Stoff	PP Vlies
Gewebegewicht	Könnte als Ihr Antrag sein
Ear-Schleife	Elastische Ohrbügel
Größe	19inch, 21 Zoll, oder als Ihre Anforderungen
Farbe	Weiß, blau, grün etc
Verpackung	100 PC / PET-Beutel, 1000 Stück / Karton oder als Ihre Anforderung
Verpackungsdesign	Alle inneren Box und Umkarton Druck kann als Ihr Entwurf sein
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt, Elektronik produziert und so weiter
MOQ	100.000 Stück
Preis	Verhandelbar
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	1.000.000 Stück / Tag, 1 * 40 HQ Container kann in 15 Tagen fertig sein
Lieferzeit	Normalerweise bestätigt 30 Tage nach der Bestellung
Sample	Probe frei ist, kann auch in 2 Tagen vorbereitet werden

Verpackung Bartabdeckung Food-Service

Spezifikation	Normale Verpackung	Kartongröße
19 Zoll	100 PC / PET-Beutel, 1000 Stück / Karton	26 * 22 * 32 cm
21 Zoll	100 PC / PET-Beutel, 1000 Stück / Karton	52 * 23 * 26 cm

Bild von Polypropylen Bart Netze



FAQ

Q1: .Wie lösen Sie Qualitätsprobleme wenn überhaupt?

A: Unsere Fabrik wird die höchste Aufmerksamkeit auf Qualitätsfragen zu zahlen. Wir werden tief die Ursache für die Probleme untersuchen und die beste Lösung zukünftige Probleme zu vermeiden. Inzwischen werden wir Entschädigung für unsere Kunden entsprechen.

Q2: Was ist Ihre Produkte Ablaufdatum?

A: Etwa 3-5 Jahre.

Q3: Verwenden Sie Ihr Unternehmen bieten jede Qualitätsmanagementsystem wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA. REACH und NELSON Bericht.