

Schlüsselspezifikationen / Besonderheiten:

Material: PP Vlies

Gramm: 40gsm oder maßgeschneidert

Größe: Allgemeine Größe oder angepasst

Farbe: blau / pink / schwarz usw

Anwendung: Spa, Massage, Krankenhaus, Salon usw

Lagerung: Lagerung in trockener, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftetem, nicht korrosiven Gaslager

Probe: frei

Bedrucktes Logo: Ja

Feature:

1. Triktion Standardqualitätskontrolle mit CE, ISO.
2. Made von hoher Qualität von PP-Material.
3. Direkter Umsatz mit konkurrenzfähigem Preis.
4. EXPERIERTES Zeug, schnelle Lieferung, stabile Produktionskapazität.
5. Über 10-jähriger Produktionserfahrung.
6. OEM ist verfügbar, verschiedene Größen, Dicke, Farben, Bedruckte Logos usw.
7. Professionelle Verkaufsteams, um Ihnen in ganzem Herzen zu dienen.

Verpackung & Versand:

1. Normales Paket: 1pcs / Bag, 5pcs / Mid Bag, 600pcs / Karton.
2. MOQ: 10000pcs.
3. Port: Shanghai / Wuhan, China.
4. Verampale Verfügbarkeit: Ja.
5. Normale Vorlaufzeit: 3 Tage für Musterauftrag, 25days für Massenbestellung.

Warum uns wählen:

1. Wir haben CE, FDA, ISO13485-Zertifizierung bestanden.
2. Begrüßen Sie alle OEM-Anforderungen.
3. Fortgeschrittene Geräte und professionelle Sachen mit über 10 Jahren Exporterfahrung.
4. Qualifizierte Produkte, 100% neues Markenmaterial, sicher und sanitär.
5. Wir haben ein striktes QC-Qualitätskontrollsystem.
6. Haben Sie genug Erfahrung und erlangte von unseren Kunden ein hohes Ruf von unseren Kunden. Wie Amerika, Südamerika, Europa, Südostasien, der Naheer usw.