

Product details

Verwendung von Patienten-Transfer-Bettlaken

Es ist im Krankenhaus oder einer Klinik, verbreitet, zum Verschieben oder Re-Positionierung ein Patienten vom Bett zur Bahre.

Vlies Blatt mit Griffen seitlich ausgeschnitten.

Das Merkmal des Patienten Transfer Bettlaken

Stoff	Polypropylen, SMS, PP + PE
Stil	Ultraschall Heißsiegeln mit Loch in der Länge-Seite
Funktion	Schutz von Personal und Patienten von Kreuzinfektionen
Größe	195 cm * 85 cm (kann je nach Bedarf des Kunden erfolgen)
Farbe	Weiß, blau, grün, grau, schwarz... etc.
Verpackung	Steril: 1 Stück/Papier Plastikbeutel, 50 Pcs/Ctn Non-sterilisieren: 1 Stück/Beutel, 50 Pcs/ctn Oder als Ihre Anforderungen

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

