

Indikationen von CPE griffiger Schuh:

CPE medizinische Einwegschuhabdeckung für Krankenhaus, 45x16cm, blau für Krankenhaus, staubfreien Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie verwendet werden, elektronische produziert und so weiter. Es könnte auch für Krankenhaus klinischen medizinisches Personal und Patienten eingesetzt werden.

Produktvorteile:

- 1, erhältlich Material: CPE
- 2, Größe: 45x16cm, auch wir können 38x15cm, 40x15cm, 40x17cm, 45 * 18cm machen
- 3, gute Schutz, leicht, latexfrei
- 4, Gebrauch Nähen oder automatische Technologie, bequemes Tragen
- 5, Vorhandene Farbe: blau, weiß, grün, gelb, rot

Qualitätskontrolle:

1. Wir werden nicht gestartet werden, um die Produkte zu machen, bis Sie die Probe bestätigen.
2. Die Verpackung wird wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und versiegelt

Spezifikation der Anti-Rutsch-CPE Schuh:

Artikelname	CPE Schuhabdeckung
Art:	Maschinell hergestellte oder Nähen
Stoff	CPE1.5-6g
Farbe	Blau, weiß, etc.
Größe:	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm.....
Verpackung:	100pcs / bag, 2000pcs / ctn
Anwendungen	Haushalt, Hotel, Elektronik-Fabrik, pharmazeutische Fabrik, Krankenhaus und andere Reinigungsarbeitsumgebung
Tagesleistung	80.000 Stück / Tag
Zahlungsbedingungen	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Lieferzeit	Capacity: 200,000pcs / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;
Zertifikat	CE / ISO13485
FOB Hafen	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Details Foto von CPE Schuh:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

