

Product details

Eigenschaften von Kinder Gesichtsmaske

- 1) Hoch Filtration:3-lagig plissierten Design Angebote, 0.05 Mikron Filtration bei mehr als 99%.
- 2) Schlanke Aluminiumdraht passt bequem über die Nase,und halten maximale Filter gleichzeitig.
- 3) Krawatte und Ohrbügel Stil: two Paare von Polypropylen Bindungen gewährleisten eine bequeme Passform;
ear Schleife Stil misst schnell und mit elastischen Schlaufen.

Anzeige der Kinder Gesichtsmaske

- 1) Es ist speziell für die Kinder.
- 2) Es wird in außerhalb verwendet, um die kleine Partikel in Luft gehen in zu verhindern, und widerstehen, die Bakterien und andere Mikroben.
- 3) Es gibt den besten Schutz für die Menschen aus der ichnfluenza Virus

Verpackung gemustert medizinische Gesichtsmaske (Erwachsene Typ)

Spezifikation	Normale Verpackung	Kartongröße	1 * 40 HQ Container kann (PC) halten
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 Stück / Karton, 40 Kästen / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Stück
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 Stück / Karton, 40 Kästen / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Stück

Bemerkung: alle können etwas Besonderes sein individuell nach Ihren tatsächlichen Bedarf

Die Handelsbedingungen der pädiatrischen Gesichtsmaske

MOQ	500000 Stück
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW,Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	1,000,000 PC /Tag
Lieferzeit	Je nach der Menge
Verpackungsdetails	50 PC / bOchse.2000 pcs / ctn, oder als Ihre Anforderung

Product display



The regular shipment way

