

China beste Hersteller für earloop Gesichtsmaske, Einweg-Gesichtsmasken für Allergien, medical Maske Anti-Virus

Spezifikation der earloop Gesichtsmaske

- 1) Größe: 17,5 x 9,5 cm, eine Größe passt die meisten
- 2) Adaptable Nase Bar, kein Reiz auf die menschliche Haut
- 3) Farben: Weiß / rosa / grün / blau / gelb, haben wir 11 Farben total
- 4) Hohe Filtereffizienz, Filter Pollen, Staub und Bakterien, BFE% & gt; 99%5) Der Widerstand gegen das Eindringen von synthetischem Blut-120mmHg
- 6) Konform mit EN14683 und FDA-Qualitätsstandard

Das Gewebematerial von Gesichtsmasken für Allergien

- 1) Es ist nicht gewebten, ungiftig, keine Reizung, weich und angenehm;
- 2) Innen ist die PP Vlies mit antibakterieller Wirkung;
- 3) Mittlere ist die effiziente Filterschicht (hochwertige schmelzgeblasenen Gewebe);
- 4) Äußere ist die Gesundheit Grad Druck Spunbond Polypropylen.

Verpackung von Maske Anti-Virus

Spezifikation	Normale Verpackung	Kartongröße	1 * 40 HQ Container kann (PC) halten
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Stück
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Stück
Bemerkung: alle können etwas Besonderes sein individuell nach Ihren tatsächlichen Bedarf			

Bild von earloop Gesichtsmaske



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

