

Beschreibung von medizinischen Einmal-Kittel:

1. Directly Herstellung, Einweg Laborkittels. alle Farben.
2. ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, mikroporöser,
3. Capacity: 10,000pcs / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;
4. Gute Barriere gegen Flüssigkeiten und atmungsaktiv, OEM Verpackung Design, Service innerhalb von 24 Stunden.
5. Einweg Laborkittel von High-Performance-Isolierung Schutzmaterial hergestellt.

Anwendungen Einweg-Kittel:

1. Einweg-Kittel in der medizinischen Sicherheit Schutz, aseptische Werkstatt, Schutzisolierung, Bergbau-Elektronik-Fabrik, Lebensmittel-Fabrik Nutztierhaltung Biohazard und so weiter verbreitet.
2. Einweg-Kittel auch weit verbreitet in Krankenhaus und Labor, einen guten Schutz gegen Staub bietet, Partikel usw. für den einmaligen Gebrauch wirtschaftlich ist.

Größentabelle von Einweg-Kittel:

Laborkittel Größentabelle

(Customized Größe ist willkommen)

CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
HÖHE	100	103	107	110	112	113	120	120
CHEST LÄNGE	132	135	137	140	142	147	150	158

Spezifikationen von Einweg-Kittel:

Produkt:	China Einweg-Kittel Lieferanten
Stoff:	PP / SMS / PP + PE / SF Vlies
Grammatur:	18-50gsm
Stil:	langen oder kurzen Ärmeln; elastisch oder Strickbund; Revers / stand / rund / Strickkragen optional mit / ohne Tasche; mit Druckknopf oder Klettverschluss
Anwendung:	für medizinische, pharmazeutische, laboratorial, workshop Sektor
Farbe:	Blau , Weiß, Dunkelblau, etc., eine optionale
MOQ	5000pcs
Verpackung:	5 oder 10pcs / bag; 50 oder 100pcs / CTN;
Lagerung:	Stored in trockenen, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager
Zahlungsbedingungen:	T / T, PayPal. Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Weitere Dienste:	OEM und Customized Logo / Marke
Zertifizierung:	CE, ISO13485

Lieferzeit

Capacity: 10,000pcs / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;

Bilder von medizinischen Einmal-Kittel:





FAQ:

(1) Sie sind Hersteller oder ein Handelsunternehmen?

Wir sind ein Hersteller in Xiatao Stadt, Hubei. Willkommen zu unserer Fabrik zu besuchen.

(2) Darf ich Muster zu Testqualität? Kleiner Hinterauftrag akzeptabel?

Ja, wir möchten, dass Sie Proben zur Auswertung zu senden. Kleiner Hinterauftrag wird auch begrüßt.

(3) Kann bieten Ihnen maßgeschneiderte Service?

Ja, angepasste Größe und OEM-Marke zur Verfügung.

(4) Was ist Ihre Hauptprodukte?

Unsere wichtigsten Produkte sind Einweg-Gesichtsmaske, Einweg bouffant Kappe, Einweg-Overall, Laborkittel, chirurgische Kleid, Einwegschrürze, Schuhabdeckung, usw.

(5) Was ist Ihre Lieferzeit?

Gewöhnlich versandfertig in 15 Tage 20feet Container.