# China Einweg nicht gewebt chirurgische Atmung Ohr Schleife medizinischen Maske Lieferanten

## Normale Verpackung

1. nicht-sterilen: 50 Stück/Karton, 40boxes/ctn, 52x38x30cm.

1\*20FT kann Last: 500 Fällen (1.000.000 Stück),

1 \* 40HQ können Last: 1150 Fällen (2.300.000 Stück).

2.sterile: 1pcs/Beutel, 50bags/Box, 1000pcs/ctn Karton Größe: 52x19x30cm.

### **Hinweis**

- 1. Sterile Produkte werden für klinische medizinische Krankenhauspersonal und Patienten eingesetzt.
- 2. Non-sterile Produkte einsetzbar für staubfreie Werkstatt, Krankenhaus, Labor,
- 3. zur Verhinderung der Verbreitung von Körperflüssigkeiten und Blut Spritzen Inhalt und isolieren Staub,

### **Technische Daten**

Name des Produkts	China disposable nicht gewebt chirurgische Atmung Ohr Schleife medizinischen Maske Lieferanten
Modell Nr.	OH-2001
Material	3ply, PP non woven + Filterpapier + PP non woven
Größe	17.5x9.5cm(Adult)
Stil	Elastische Ohr-loop(latex free)
Schicht	3ply
Farbe	weiß
Verpackung	50 Stück/Karton, 40boxes/ctn, 2000pcs/ctn. 1 * 20FT kann Last: 500 Fällen (1.000.000 Stück), 1 * 40HQ können Last: 1150 Fällen (2.300.000 Stück).
Kartongröße	52 * 38 * 30 cm
GW	GW: 7,5 kg/ctn, NW: 7 kg/ctn.
MOQ	5000PCS
Zertifikat	CE / ISO13485 / NELSON / FDA

#### **Fotos**





