

## Product details

### Merkmale der China-Fabrik für Laborkittel mit Strickbündchen:

1. Material: PP50g
2. Farbe: grün
3. Grammage: 50gsm
4. Art: mit Strickbündchen / Kragen, mit zwei Taschen
5. Größe: S-2XL.
6. Leicht, robust und überlegen atmungsaktiv; Lassen Sie eine große Bewegungsfreiheit.

### Technische Daten der China-Fabrik für Laborkittel mit Strickbündchen:

|                   |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name              | China Fabrik für Laborkittel mit Strickbündchen, Einweg-grünen Mantel Labor mit Taschen, Vlies PP50g Labormäntel Großhandel für Erwachsene |
| Stoff             | PP50g                                                                                                                                      |
| Stil              | Mit zwei Taschen, Strickkragen, Taste auf der Vorderseite, Strickbund oder andere Stile                                                    |
| Größe             | S M L XL 2XL, 3XL, etc                                                                                                                     |
| Farbe             | grün, usw.                                                                                                                                 |
| Verpackung        | 1-5pcs / Beutel, 10 Beutel pro Karton                                                                                                      |
| Verpackungsdesign | Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein                                                                                 |
| MOQ               | 5.000 Stück                                                                                                                                |
| Sample            | innerhalb von 3 Tagen kann die Überprüfung für Ihre Qualität geliefert werden kostenlos                                                    |
| Zahlungsweise     | T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,                                                                                 |
| Lieferzeit        | Kapazität: 10.000 Stück / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;                                                     |
| FOB Hafen         | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou                                                                                                      |

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**F: 1. Are Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen, und wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?**

A: Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik im Jahr 2003 gegründet wurde, haben wir unsere eigenen exportiert Rechte Firma im Jahr 2013.

**F: 2. Was ist der jährliche Umsatz für Ihr Unternehmen?**

A: In der Regel ist es rund USD18 Millionen 20 Millionen, ist es immer noch in der wachsenden.

**F: 3. Setzen Sie Ihr Unternehmen bieten jede Qualitätsmanagementsystem wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?**

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA, REACH und NELSON Bericht.

**F: 4.Can Ich bekomme die kostenlose Proben für die Qualitätsprüfung? Wie lange kann ich es bekommen?**

A: Ja, unsere Proben können kostenlos innerhalb von 3-7 Tagen geliefert werden.