

Beschreibung von Einweg-non-woven Schuhabdeckung:

1. Directly Hersteller, Einweg-Überschuhe, alle Farben.
2. ISO, CE, gute Barriere gegen Flüssigkeiten, PP, PE, CPE
3. Capacity: 200,000pcs / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;
4. OEM Verpackung Design, Service innerhalb von 24 Stunden.
5. Size: 38x15cm, 40x15cm, 41x17cm.....

Anwendung von Einweg-Überschuh:

1. Disposable Schuh vor allem für Krankenhaus klinischen Medizin und Patienten nutzen, staubfreien Werkstatt, Lebensmittelabrik.
2. Disposable Schuh weit Haushalt verwenden, um die Zimmerreinigung zu schützen.
3. Vor allem der Staub und Wasser für den Gebrauch im Haushalt für schützen, Reinraum- usw.

Normale Verpackung:

100pcs / bag, 2000pcs / Karton, Kartongröße: 47 * 28 * 51cm

Spezifikationen von Einweg-non-woven Schuhabdeckung:

Artikelname	Einweg nicht gewebt Schuh / Überschuhe
Art:	Maschinell hergestellte oder Nähen
Stoff	PP nicht gewebt 25-40g, PE / CPE1.5-6g
Dicke:	25-40gsm
Farbe	Blau, weiß, etc.
Größe:	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm.....
Verpackung:	100pcs / bag, 2000pcs / ctn
Anwendungen	Haushalt, Hotel, Elektronik-Fabrik, pharmazeutische Fabrik, Krankenhaus und andere Reinigungsarbeitsumgebung
Tagesleistung	200.000 Stück / Tag
Zahlungsbedingungen	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Lieferzeit	Kapazität: 200,000pcs / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;
Zertifikat	CE / ISO13485
FOB Hafen	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Bilder von dispoable pp non-woven Schuh:



FAQ:

(1) Sie sind Hersteller oder ein Handelsunternehmen?

Wir sind ein Hersteller in Xiatao Stadt, Hubei. Willkommen zu unserer Fabrik zu besuchen.

(2) Darf ich Muster zu Testqualität? Kleiner Hinterauftrag akzeptabel?

Ja, wir möchten, dass Sie Proben zur Auswertung zu senden. Kleiner Hinterauftrag wird auch begrüßt.

(3) Kann bieten Ihnen maßgeschneiderte Service?

Ja, angepasste Größe und OEM-Marke zur Verfügung.

(4) Was ist Ihre Hauptprodukte?

Unsere wichtigsten Produkte sind Einweg-Gesichtsmaske, Einweg bouffant Kappe, Einweg-Overall, Laborkittel, OP-Kittel, Einwegschrürze, Schuhabdeckung, usw.

(5) Was ist Ihre Lieferzeit?

Gewöhnlich versandfertig in 15 Tage 20feet Container.