

Product details

Einführung von China Hersteller Einweg-cpe OP-Kittel:

CPE Wegwerfkleid Isolationen aus hydrophoben CPE Material hergestellt und kann verwendet werden in Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, oder wo brauchen Schutz. Latex-frei; abriebfeste; vollständig undurchlässig Flüssigkeit und Alkohol abweisend.

Spezifikation von China Hersteller Einweg-cpe OP-Kittel:

Stoff	CPE
Gewicht	CPE 30-65 gsm; (Komfortabel, ohne Glasfasern, latexfrei.)
Stil	Hals: ein Stück Taille: Beziehungen auf Manschette: mit Daumenschlaufe Eröffnung am Rücken
Größe	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Farbe	weiß, grün, blau, gelb, rosa, rot, grau, schwarz usw.
Verpackung	nicht steril, 10 PC / Beutel, 10 Beutel / Karton. steril, 1 PC / sterilen Beutel, 100 Stück / Karton
Verpackungsdesign	Die ganze Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	Standardverpackung Karton 58X28X48 cm
Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. im Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, und wo jeder Schutz benötigen

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

F: 1. Are Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen, und wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?
A: Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik im Jahr 2003 gegründet wurde, haben wir unsere eigenen exportiert Rechte Firma im Jahr 2013.

F: 2. Was ist der jährliche Umsatz für Ihr Unternehmen?

A: In der Regel ist es rund USD18 Millionen 20 Millionen, ist es immer noch in der wachsenden.

F: 3. Setzen Sie Ihr Unternehmen bieten jede Qualitätsmanagementsystem wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA, REACH und NELSON Bericht.

F: 4. Can Ich bekomme die kostenlose Proben für die Qualitätsprüfung? Wie lange kann ich es bekommen?
A: Ja, unsere Proben können kostenlos innerhalb von 3-7 Tagen geliefert werden.

