

Product details

Merkmale der China-Hersteller für SMS OP-Kittel

1. All-in-one, hintere Öffnung.
2. Der OP-Kittel ist langlebig, weich, leicht, bequem, Abrieb und statische Electricit
3. Mit perfekt glatte Oberfläche, ist OP-Kittel können anorganische Flüssigkeit zu vertreiben und Verspritzen von Chemikalien zu verhindern. Feste Staub kann nicht so gut mit dem Kleid befestigen.
4. Die OP-Kittel ist besonders effektiv zu verhindern, dass schädliche, superfeine Staub, hoher Dichte anorganischen Säuren, Laugen und Salzlösungen beschichtet.
5. Es wird bewiesen, dass die Operationskittels Schutz gegen den Angriff von Blut bereitstellt, Virus.

Spezifikation der China-Hersteller für SMS OP-Kittel

Beschreibung	China Hersteller für SMS-OP-Mäntel, die beste Anlage Krankenhaus sterile Kittel, Einweg blau Chirurgie Kleid Lieferant
Material	SMS (Polypropylen-Spinnvliesstoff + Meltblown Vliesstoff + Polypropylen-Spinnvliesstoff)
Größe	S (110 * 130 cm), M (115 * 137 cm), L (120 * 140 cm) XL (125 * 150cm) 2XL (130 * 150cm) oder andere kundenspezifische Größen
Gewicht	16-65gsm verfügbar ist (wie Ihre Anfrage)
Einzelheiten	Steril und unsteril, Standard und verstärkten Stil, Standard- und Ultraschall, mit und ohne Handtücher. Haken und Schleife am Kragen, bindet an der Taille, Strickbündchen
Farbe	blau
Verpackung	nicht steril, 10 PC / Beutel, 50pcs / ctn oder 100pcs / ctn. steril, 1 PC / sterilen Beutel, 50pcs / ctn oder 100 Stück / Karton
Anwendung	Medical & amp; Gesundheit / Haushalt / Labor
Charakteristisch	Haltbar, umweltfreundlich, ungiftig, atmungsaktiv und flexibel Anti-Alkohol, Anti-Blut, Anti-Öl, Anti-Bakterien, Wasserdicht, Säureschutz, Alkalibeweis, UV-Stabilisator, Nicht milder
Lieferung	Ein Behälter 40HQ kann innerhalb 15-25days finished werden.
Lagerung	Stored in trockenen, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Hinweis	1.this Produkt kann durch Ethylenoxid sterilisiert werden.

	2.Validity: 3 Jahre
OEM	1.Material oder andere Spezifikationen können je nach customers'requirements sein. 2.Customized Logo / Marke gedruckt. 3.Customized Verpackung erhältlich.
Zertifikat	CE, ISO13485, FDA

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

F: 1. Are Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen, und wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?

A: Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik im Jahr 2003 gegründet wurde, haben wir unsere eigenen exportiert Rechte Firma im Jahr 2013.

F: 2. Was ist der jährliche Umsatz für Ihr Unternehmen?

A: In der Regel ist es rund USD18 Millionen 20 Millionen, ist es immer noch in der wachsenden.

F: 3. Setzen Sie Ihr Unternehmen bieten jede Qualitätsmanagementsystem wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA, REACH und NELSON Bericht.

F: 4. Can Ich bekomme die kostenlose Proben für die Qualitätsprüfung? Wie lange kann ich es

bekommen?

A: Ja, unsere Proben können kostenlos innerhalb von 3-7 Tagen geliefert werden.