Wir produzieren folgende Arten von Einweg-Gesichtsmaske:

- 1) 3ply oder 2-lagig nicht gesponnene Gesichtsmaske
- 2) 2-lagig oder 1ply Papier Gesichtsmaske
- 3) 4 Lagen Aktivkohle Gesichtsmaske

Parameter Einweg-Gesichtsmaske für Krankenhaus

1) Material: PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies

2) Farbe: weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux

3) Ohrschleife: Krawatte oder elastischen Ohrbügel

4) Größe: 17,5 * 9,5 cm für Erwachsene;

14.5 * 9.5 für Kinder;

12.5 * 7.5cm für Baby

5) Nasenleiste: Kunststoff oder Metall, flexibel, passend fixiert

Unser Einweg-Ohrbügel Gesichtsmaske Folgende Qualitätsstandard erreichen können:

1) Konform mit EN14683: 2005

2) Bakterienfiltrationseffizienz (BFE%) & gt; 99%.

3) TYP IIR Standard, Widerstand gegen das Eindringen von synthetischem Blut-120mmHg.

Verpackung Einweg-Gesichtsmaske

| Spezifikation | Normale Verpackung | Kartongröße | 1 * 40 HQ Container kann (PC) halten |
|--|--|-------------------|---|
| | | 52 * 19 * 42cm | 3.280.000 Stück |
| 1 | 50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn | 51 * 37 * 30cm | 2.400.000 Stück |
| Bemerkung: alle können etwas Besonderes sein individuell nach Ihren tatsächlichen Bedarf | | | |

Bilder von Einweg-Gesichtsmaske für Krankenhaus



