

Product details

Die wichtigsten Merkmale sind

- 1) Patiententransferblatt ist z.B. Asy-slide Entwurf, Ultraschallheißsiegelung
- 2) Die Leistung des Gewebes ist immens stark, Polypropylen 100gsm oben oder PP + PE 100gsm oben.
- 3) Das Transferfolie Kann Gewicht halten 300 LBS aufwärts, fein Cilitates sichere und einfache Übertragung von Patienten.
- 4) Leichtes, LeinTex kostenlos, Kompakt und einfach zu lagern
- 5) Single-use-Schutz Personal und Patienten aus Kreuz-Infektion, cOst wirksam
- 8) Die regelmäßige Größe von Einweg-Transferfolie : 195cm * 85cm, oder als Ihre Anforderungen.

Das Spezifikationsblatt

Stoff	PP, PP + PE
Farbe	Weiß, blau, grün Aufrechtzuerhalten.etc
Stil	Ultraschall-Heißsiegelung, Mit Loch in der Längsseite
Größe	195cm*85cm (Kann je nach Bedarf des Kunden)
Anwendung	Krankenhaus, Notfallzentrum
MOQ	5.000 Stück
Preis	Verhandelbar
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ÜBERTRAGUNGSURKUNDE, PAypal
Lieferfähigkeit	1 ist 0,000pcs /Tag, kann 1 * 40 HQ Behälter in 15 Tagen beendet werden
Lieferzeit	Entsprechend der Menge, Normalerweise 30days nach Ablagerung
Verpackungsdetails	Steril: 1 ist Stück / Papier Kunststoff Tasche, 50 Stk / Ctn Nicht-sterilize: 1 PC / Beutel, 50 PC / ctn Oder als Ihre Anforderungen

Aufmerksamkeit von Einweg-Vlies Transfer Blatt:

- 1) Trocken und kalt lagern ;
- 2) Bitte hör auf verwenden ob es'S schmutzig ;
- 3) Verwendung in Krankenhaus oder Hotel woher Menschen wollen die Reinigungszeit zu sparen.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

