

Product details

Einführung von China Hersteller Vlies Isolation Kleid

Einweg-OP-Mantel ist aus hydrophoben Polypropylenmaterial hergestellt mit PE beschichtet, oder SMS / Spinnvliesmaterial mit PE beschichtet.

Die Verpackung von China Hersteller Vlies Isolation Kleid:

Steril: 1 PC / Papierplastikbeutel, 50 PC / Ctn

Nicht sterilisieren: 5 Stück / Beutel, 50 PC / ctn

Oder wie Ihre Anforderungen.

Spezifikationen von China Hersteller Vlies Isolation Kleid

Name:	China Hersteller Vlies Isolation Kleid, große Arzt Vlies OP-Kittel, den einmaligen Gebrauch Vlies OP-Kittel
Stoff:	SMS
Grammatur:	45 gsm
Schließung:	mit Riemenverschluss oder mit Klettverschluss
Anwendung:	für medizinische, chirurgische, Pharma-, laboratorial, Industrie
Größe:	S / M / L / XL / XXL / XXXL,
Farbe:	Grün, Blau, etc., eine optionale
Verpackung:	Normale Verpackung: 1pcs / polybag, 50pcs / Karton
Lagerung:	Stored in trockenen, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager
Zertifizierung:	CE, ISO13485, FDA

Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, freies Probe.
- 2, Kleiner Auftrag annehmbar;
- 3, L / C, T / T, D / P Bedingungen zur Verfügung;
4. FOB, CNF, CIF, EXW Bedingungen zur Verfügung;
- 5, wettbewerbsfähige und stabile Preis, weil wir sind Fabrik.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil Produkt Inspektion ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen auf Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, pünktliche Lieferung. Die beste Vorlaufzeit 25-30 Tag für einen Behälter 40HQ.
- 9, Profi-Export-Service. Dokumentation, freigabe, Seetransport, alles in einem.
- 10, gut Kundendienst. Wir kümmern uns Beschwerden, wie wir möchten Ihr langfristiger Lieferant sein!