Einführung von China Hersteller chirurgische Ärzte Kappen:

Zertifizierung: CE / ISO13485 / FDA

Herkunftsort: China

Stoff: PP-Vlies

Farbe: grün, blau, rosa, gelb, rosa, orange, lila, rot, Weiß, (Alle Farben kann vorhanden sein)

Stil: Doppel elastischen Clip Kappen

Gewicht: 10g oder 11g-30g

Größe: 21 "

Verpackungsdetails: 100 PC / Beutel, 20 PC / ctn.

Merkmale China Hersteller chirurgische Ärzte Kappen:

- 1. Ecofriendly, atmungsaktiv, Gesundheit, nicht reizend, wirtschaftlich, weich, atmungsaktiv, leicht und comfor Tisch.
- 2. Unterschiedliche Gestaltung von Produkten ist auf Anfrage erhältlich.
- 3. Die Proben und Anpassung zur Verfügung.
- 4. Latexfrei, Klasse ein Entflammbarkeitsrate.

Spezifikationen von China Hersteller chirurgische Ärzte Kappen:

Stoff	PP Vlies
Gewicht	10-30g

Stil Elastic (latexfrei), Einzel- und Doppel elastische Art

Größe 18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "

Farbe blau, rosa, gelb, rosa, orange, lila, rot,weiß, grün,(Alle Farben kann vorhanden sein)

Verpackung 100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn

Verpackungsdesign Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein

Kartongröße 58x25x27cm

Anwendungen Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten.

staubfreie Werkstatt , Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so

weiter

MOQ 100.000 PCS

Bilder von China Hersteller chirurgische Ärzte Kappen:



