

## Einführung von China Hersteller chirurgische Ärzte Kappen:

Zertifizierung: CE / ISO13485 / FDA

Herkunftsart: China

Stoff : PP-Vlies

Farbe: grün, blau, rosa, gelb, orange, lila, rot, Weiß,(Alle Farben kann vorhanden sein)

Stil: Doppel elastischen Clip Kappen

Gewicht: 10g oder 11g-30g

Größe: 21 "

Verpackungsdetails: 100 PC / Beutel, 20 PC / ctn.

## Merkmale China Hersteller chirurgische Ärzte Kappen:

1. Ecofriendly, atmungsaktiv, Gesundheit, nicht reizend, wirtschaftlich, weich, atmungsaktiv, leicht und comfor Tisch.
2. Unterschiedliche Gestaltung von Produkten ist auf Anfrage erhältlich.
3. Die Proben und Anpassung zur Verfügung.
4. Latexfrei, Klasse ein Entflammbarkeitsrate.

## Spezifikationen von China Hersteller chirurgische Ärzte Kappen:

Stoff	PP Vlies
Gewicht	10-30g

Stil Elastic (latexfrei), Einzel- und Doppel elastische Art

Größe	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "
Farbe	blau, rosa, gelb, rosa, orange, lila, rot,weiß, grün,(Alle Farben kann vorhanden sein)
Verpackung	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	58x25x27cm
Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. staubfreie Werkstatt , Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter
MOQ	100.000 PCS

### **Bilder von China Hersteller chirurgische Ärzte Kappen:**



