

Product details

Einführung von Grün scheuert OP-Hauben

Grün scheuert OP-Hauben aus PP Vliesmaterial, handgemacht, mit Verbindungen auf die

Rückseite des Kopfes, stark und justieren Bindungen machen die Kappe sehr komfortabel it. Mainly zu tragen verwenden für

Krankenhausarzt arbeiten Raum.

Spezifikationen von Grün scheuert OP-Hauben

Stoff	SBPP / SPP / Vlies, SMS
Gewicht	PP10-30g oder SMS35-65g
Stil	Elastic (latexfrei), Einzel- und Doppel elastische Art
Größe	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 " (wie Ihr erfordern)
Farbe	grün, oder wie deine Anfrage
Verpackung	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	58x25x27cm
Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. Staubfreie Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter
MOQ	100.000 PCS

Hinweise auf grün scheuert OP-Hauben

Steril Grün scheuert OP-Hauben sind für Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten verwendet;

Nicht steril Grün scheuert OP-Hauben kann für staubfreie Werkstatt verwendet werden, Krankenhaus, Labor,

Lebensmittelindustrie, Herstellung von elektronischen und so weiter.

Product display





orient Honest
MEDICAL SUPPLY



Our business process



The regular shipment way



FAQ

F: 1. Are Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen, und wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?

A: Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik im Jahr 2003 gegründet wurde, haben wir unsere eigenen exportiert Rechte Firma im Jahr 2013.

F: 2. Was ist der jährliche Umsatz für Ihr Unternehmen?

A: In der Regel ist es rund USD18 Millionen 20 Millionen, ist es immer noch in der wachsenden.

F: 3. Setzen Sie Ihr Unternehmen bieten jede Qualitätsmanagementsystem wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA. REACH und NELSON Bericht.

F: 4. Can Ich bekomme die kostenlose Proben für die Qualitätsprüfung? Wie lange kann ich es

bekommen?

A: Ja, unsere Proben können kostenlos innerhalb von 3-7 Tagen geliefert werden.