

Einführung von China-Anlage für 19 " single elastischen Clip Kappe:

China-Anlage für 19 " single elastische Klammer Kappe aus durch SBPP Vliesmaterial und plissiert elastischer

Band, CE und ISO13485 zertifiziert. Auch Wegwerfstreifen cap.Use für den Zahnarzt und Arzt genannt das Haar sauber für ihre tägliche Arbeit zu schützen.

Technische Daten der China-Anlage für 19 " single elastischen Clip Kappe:

Produkt:	China-Anlage für 19 " single elastische Klammer Kappe, Vlieszahncap Kappen, Zahnarzt Clip mob füllig Kappe
Stoff:	Nonwoven pp mit elastischen
Grammatur:	10g ~16G
Stil:	Einzel elastisch oder doppelt und elastisch
Größe:	19 " oder 18 ", 20 ", 21 ", etc.
Farbe:	Weiß, Grün, Gelb, Blau, etc.
MOQ	100.000pcs
Verpackung:	100pcs / bag; 2000pcs / ctn
Anwendung:	für Haushalt, medizinische, chirurgische, Pharma-, laboratorial, Industries, Malerei, Reinigung Raum, etc.
Lagerung:	Stored in trockenen, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager
Zahlungsbedingungen:	T / T, L / C, Paypal, D / P, D / A, usw.
Weitere Dienste:	OEM und Customized Logo / Marke
Zertifizierung:	CE, ISO13485

Anwendung:

China-Anlage für 19 " single elastische Klammer Kappe, Vlieszahncap Kappen, Zahnarzt Clip mob füllig Kappe kann verwendet werden für den Haushalt, Krankenhaus, Labor,

Lebensmittelelektronische Industrie. Verhindern Sie und isolieren Staub, Partikels usw. can einen Besuch Schutz sein. Wirtschaftlich und Einweg. Konform zu die hygienische Standard.

Verpackung:

100 Stück / Beutel, 20 Beutel / Karton, Kartongröße: 58x25x27cm.

1 * 20 Behälter kann 715ctns, insgesamt 1430.000 Stück laden.

1 * 40 Behälter kann 1737ctns, insgesamt 3474.000 Stück laden.

Beispielpolitik:

1. Probe entsprechend Ihrer Konstruktionszeichnung. Probenzeit: 3-5days.
2. Entwerfen Sie Ihre eigene Probe, dann ist es ein Remake.
3. Bestehende Proben Probenzeit: 1 Tag.
4. Machen Sie die Massenproduktion, nachdem Sie die Probe bestätigen.

Bilder aus China Anlage für 19 " single elastischen Clip Kappe:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



