

## Beschreibung von Einweg-non-woven Labormantel:

1. Directly Herstellung, Einweg Laborkittels. alle Farben.
2. ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, mikroporöser,
3. Capacity: 10,000pcs / Tag, 1 \* 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;
4. Gute Barriere gegen Flüssigkeiten und atmungsaktiv, OEM Verpackung Design, Service innerhalb von 24 Stunden.
5. Einweg Laborkittel von High-Performance-Isolierung Schutzmaterial hergestellt.

## Eigenschaften von Einweg-non-woven Labormantel:

1. Hand Nähen, Reißverschluss vorn, Vollschnitt, vorne offen, mit Kapuze.
2. Non reizend, antibakterielle Eigenschaft, gute Zugfestigkeit, fusselfreies, Superior Atmungsaktivität und antistatisch, Schlagfestigkeit, weich, bequem.

## Verpackung von Einweg-non-woven Labormantel:

Normale Verpackung: 5 pc / bag, 10bags / Karton oder 1pc / bag, 50pcs / Karton.  
Ihr Logo kann auf der inneren Box und Umkarton gedruckt werden.

## Größentabelle von non-woven Laborkittel :

LAB COAT SIZE CHART (Customized Größe ist willkommen)								
CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
HÖHE	100	103	107	110	112	113	120	120
CHEST LÄNGE	132	135	137	140	142	147	150	158

## Spezifikation von nicht Einweg Labormantel gewebt:

<b>Produkt:</b>	Einweg-Kittel
<b>Material:</b>	PP-Vlies
<b>Grammatur:</b>	18-50gsm
<b>Stil:</b>	langen oder kurzen Ärmeln; elastisch oder Strickbund; Revers / stand / rund / Strickkragen optional mit / ohne Tasche; mit Druckknopf oder Klettverschluss
<b>Anwendung:</b>	für medizinische, pharmazeutische, laboratorial, workshop Sektor
<b>Farbe:</b>	Blau , Weiß, Dunkelblau, etc., eine optionale
<b>MOQ</b>	5000pcs
<b>Verpackung:</b>	5 oder 10pcs / bag; 50 oder 100pcs / CTN;
<b>Lagerung:</b>	Stored in trockenem, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager
<b>Zahlungsbedingungen:</b>	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
<b>Weitere Dienste:</b>	OEM und Customized Logo / Marke
<b>Zertifizierung:</b>	CE, ISO13485
<b>Lieferzeit</b>	Capacity: 10,000pcs / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;

## Bilder von Einwegvlieslabormantel:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





### FAQ:

**(1) Sie sind Hersteller oder ein Handelsunternehmen?**

Wir sind ein Hersteller in Xiatao Stadt, Hubei. Willkommen zu unserer Fabrik zu besuchen.

**(2) Darf ich Muster zu Testqualität? Kleiner Hinterauftrag akzeptabel?**

Ja, wir möchten, dass Sie Proben zur Auswertung zu senden. Kleiner Hinterauftrag wird auch begrüßt.

**(3) Kann bieten Ihnen maßgeschneiderte Service?**

Ja, angepasste Größe und OEM-Marke zur Verfügung.

**(4) Was ist Ihre Hauptprodukte?**

Unsere wichtigsten Produkte sind Einweg-Gesichtsmaske, Einweg bouffant Kappe, Einweg-Overall, Laborkittel, chirurgische Kleid, Einwegschrürze, Schuhabdeckung, usw.

**(5) Was ist Ihre Lieferzeit?**

Gewöhnlich versandfertig in 15 Tage 20feet Container.