

China chirurgische weißen Ohr Schleife Einweg Gesichtsmaske für Food service

Einweg-Gesicht Gesicht Maske Indikationen

1. Produkte dienen klinische medizinische Krankenhauspersonal, Patienten, staubfreien Werkstatt, Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie,elektronische herstellt und so weiter.
- (2) zur Verhinderung der Verbreitung von Körperflüssigkeiten und Blut Spritzen Inhalt und isolieren Staub, Partikel, Alkohol, Blut, Bakterien und Viren eindringen.

Einweg-Gesicht Maske normale Verpackung

2000pcs/ctn, 50pcs/Box, Karton Größe: 52x38x30cm,
1 * 20ft Last: 500 Kartons, 1 * 40HQ Last: 1150 Kartons.

Einweg Gesichtsmaske Spezifikationen

Artikel	China chirurgische weißen Ohr Schleife Einweg Gesichtsmaske für Food service
Material	3ply, pp non woven 20 g + 20g Filter + pp nicht Wovn 25g
Gewicht	20 + 20 + 25 g (komfortabel, ohne Glasfasern, Latex-frei.)
Stil	Elastische Ohrbügel (latexfrei)
Größe	17.5x9.5cm(Adult)
Farbe	weiß
Verpackung	Unsterile: 50 Stück/Karton, 2000pcs/ctn
Verpackung design	Alle inneren Kasten und Karton drucken können als Ihr Entwurf sein.
Kartongröße	52x38x30cm
Anwendungen	klinische medizinische Krankenhauspersonal und Patienten. staubfreien Sie Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, elektronische herstellt und so weiter
MOQ	5000pcs
Probe	Kostenlos für Ihre Qualitätskontrolle innerhalb einer Woche lieferbar
Zahlungsbedingung	T/T, L/C, D/A, D/P/ESCROW
Lieferzeit	als Sie Menge (1 Mio Stück pro Tag können wir beenden)
FOB Hafen	Wuhan, Shanghai, Ningbo, Guangzhou