

Einführung von PP weiß Strickbündchen Einwegkittel

Wir bietet eine Vielzahl von Wegwerfkleid von einer Anzahl von Herstellern. Schützen Sie sich vor Keimen, Bakterien und schädlichen Krankheiten wie Schweinegrippe mit unserer großen Auswahl an Einwegkittel.

Details, um Informationen von PP weiß Strickbündchen Einwegkittel

Die OP-Kittel aus hochwertigem Vliesstoff, mit Eigenschaften von weichem, wirtschaftlichen, latexfrei, atmungsaktiv und Blut, Bakterien, Staub verhindern kann etc. weit verbreitet in Krankenhaus, Klinik, Dental, Chemie, Industrie eingesetzt.

Stoff:	PP oder SMS
Gewicht:	18-70gsm
Größe:	S: 115X137cm, M: 120X140cm, L: 125X145cm, XL: 130x150cm
Stil:	lange Ärmel, Rundhalsausschnitt, Strickbündchen
Farbe:	weiß oder blau, grün, rot, gelb
normale Verpackung:	5pcs / bag, 50pcs / ctn
Kartongröße:	58x28x48cm
MOQ:	1000pcs
Produktionskapazität	100,000pcs / Tag
Lieferzeit	10-20days
Marke	OEM
Anwendung	ambulante Chirurgie, Krankenhaus, Medizin, Zahnmedizin, Klinik
Zertifikat	ISO13485, CE, FDA, NELSON
Proben	erhältlich

Produkteigenschaft:

- 1.breathable kann lange Zeit bequem tragen
- 2.soft, bequem, leicht, latexfrei, kein Reiz auf die Haut
- 3.various Farben und Größen sind für unterschiedliche Anfrage
- 4.Flexible, lässt sich leicht erweitern und falten, wirtschaftlich
- 5.easy zu tragen und nehmen ab.
6. kann Körper gegen Wasser, Blut und andere schädliche Flüssigkeit schützen

Bild von PP weiß Strickbündchen Einwegkittel



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

