

Product details

Das Funktion der personalisierten Gesichtsmasken

- 1) Weich, bequem, fährigen bis zum einfachen Transport
- 2) medienbeständig
- 3) 99% Bakterienfilterleistung
- 4) Standard-Ear-Loop

Unsere rosa OP-Maske können folgende Qualitätsstandard erreichen

- 1) Konform mit EN14683: 2005
- 2) Bakterienfiltrationseffizienz (BFE%) & gt; 99%.
- 3) TYP IIR-Standard, reständigkeit von synthetischem Blut-120mmHg gegen Penetration.

Die Verpackung von Gesichtsmaske Sicherheit

Beschreibung	Menge / Box	Menge / CTN	Kastengröße: 18 * 10 * 7cm Kartongröße: 52 * 38 * 30cm
25 + 25 + 25 g, 3ply	50 PC	2000 Stück	

Product display



The regular shipment way



Our business process

