

Chinese besten Lieferanten für medizinische chirurgische earloop Gesichtsmaske, Vliesgesichtsmaske, Atemfiltermaske

Spezifikationen von medizinischen chirurgisches earloop Gesichtsmaske

Stoff	PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
Gewebegewicht	Könnte als Ihr Antrag sein
Ear-Schleife	Anknüpfen oder Ohrbügel
Größe	17.5 * 9.5cm, oder als Ihre Anforderungen
Farbe	Weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux / schwarz
Verpackungsdesign	Alle inneren Box und Umkarton Druck kann als Ihr Entwurf sein
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt, Elektronik produziert und so weiter
MOQ	100.000 Stück
Preis	Verhandelbar
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	1.000.000 Stück / Tag, 1 * 40 HQ Container kann in 15 Tagen fertig sein
Lieferzeit	Normalerweise bestätigt 30 Tage nach der Bestellung
Sample	Probe frei ist, kann auch in 2 Tagen vorbereitet werden

Verpackung von Vliesgesichtsmaske

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x38x30cm;

1 * 20 GP Behälter 1.000.000 Stück von Masken halten;

1 * 40 HC Container kann 2.450.000 Stück der Maske halten.

Wir können auch Verpackungen von Filtermaske als Ihre Anforderungen zu atmen.

Ausrangierte

- 1) Sobald der Prozess beendet Gebrauch können recycelt oder verbrannt werden.
- 2) Die Verpackung sollte in dem entsprechenden Behälter für das Recycling abgedrückt werden

Bild von Atemfiltermaske



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

