Einführung der Einweg -Clip -Obergrenze:

Markenname: ORIENT HONEST

Modellnummer: OH-1001, OH1002, OH1003

Zertifizierung: CE / ISO13485 / FDA

Herkunftsort: China Material : PP Vlies

Farbe: Weiß, Grün, Blau, Rosa, Gelb, Rosa, Orange, Lila, Rot (alle Farben können erhältlich sein)

Stil: elastische Clipkappen

Gewicht: 10g-30g

Größe: 18 " 19" 21 "" usw.

Verpackungsdetails: 100 PCs/Beutel, 20 PCs/CTN

Spezifikationen der Einweg -Clip -Obergrenze:

spezinkationen der E	initing clip obergionzer
Produkt:	
	medizinische Verbrauchsmaterialien hohe Qualität farbenfrohe nicht gewebte Single oder Double Elastic 19 '' 20 '' 21 '' Benutzerdefinierte Einweg-Clip-Kappe
Material:	VIpesion PP mit Gummiband
Grammage:	10g ~16g
Stil:	Einzelelastik oder doppelt elastisch
Größe:	19 '', oder 18 '', 20 ', 21' '' ', etc.
Farbe:	Weiß Grün, gelb, Blau, etc.
MOq	100Anwesend000 PCS
Verpackung:	100pcs/Bag; 2000pcs/ctn
Anwendung:	zum Haushalt, medizinischer, chirurgischer, pharmazeutischer, laboratorischer Industriesektors, Malerei, Reinigungsraum usw.
Lagerung:	In trockener, Luftfeuchtigkeit unter 80%gelagert, nicht korrosive Gaselager
Zahlungsbedingungen:	T/t, l/c, Paypal, D/P, D/A usw.
Anderer Service:	OEM und maßgeschneidertes Logo/Marke
Zertifizierung:	CE, ISO13485, FDA

Merkmale der Einweg -Clip -Kappe:

- 1. Atmungsaktiv, nicht absorbierend, Haltbarkeit
- 2. Mit einzelnen oder doppelt elastischen verfügbaren, in Falten oder Clipform mit verschiedenen Farben erhältlich.
- 3. Die Bakterien -Filtrationseffizienz (BFE) hat 99,1%erreicht. Diese Rate ist viel höher als normaler Standard von 97%.
- 4. Kostenlose Proben und Anpassungen verfügbar

- 5. Clip-förmige Mütze vor dem Entfalten
- 6. Wir könnten die beste Qualität, schnelle Lieferung, Entwicklung neues Material garantieren.

Bilder von Einweg -Clip -Kappe:







