

## **Reinraum chirurgischen Mundmaske, Chirurgie drei Schichten Gesichtsmaske, Latex-Maske kostenlose medizinische Gesicht**

### **Die Eigenschaft der chirurgischen Mundmaske**

- 1) Es ist weit verbreitet in Krankenhaus, Klinik, Fabrik, Werkstatt und den täglichen Gebrauch verwendet werden;
- 2) Die gängigen Größen, was wir produzierten 175 \* 95mm, oder als Ihre tatsächlichen Anforderungen;
- 3) Der BFE Grad kann 99% erreichen, die auf dem Material abhängt;

### **Das Gewebematerial aus drei Schichten Gesichtsmaske**

- 1) Einweg-Gesichtsmasken aus hochwertigen Vliesstoffe hergestellt.
- 2) PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
- 3) Farbe: weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux / zurück
- 4) Nasenleiste: Kunststoff oder Metall, flexibel, passend fixiert
- 5) Ohrschleife: Krawatte oder elastischen Ohrbügel

### **Unsere medizinischen Gesichtsmaske können folgende Qualitätsstandard erreichen**

- 1) Konform mit EN14683: 2005
- 2) Bakterienfiltrationseffizienz (BFE%) & gt; 99%.
- 3) TYP IIR Standard, Widerstand gegen das Eindringen von synthetischem Blut-120mmHg.


### **Verpackung von medizinischen Gesichtsmaske**

Spezifikation	Normale Verpackung	Kartongröße	1 * 40 HQ Container kann (PC) halten
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Stück
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Stück
Bemerkung: alle können etwas Besonderes sein individuell nach Ihren tatsächlichen Bedarf			

### **Bild von chirurgischen Mundmaske**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

