

## **Einweg-Vlieskappen, Einweg-Krankenschwesterkappe, chirurgische Bouffant-Kappe mit einfachem Gummiband**

Es besteht aus PP Vlies, Nähen und automatischem Stil

### **Vorteile:**

- 1, guter Schutz, geringes Gewicht, latexfrei.
- 2, Nähstil, angenehmes Tragen.
- 3, Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rosa, Orange, Rot Farben können verfügbar sein.

### **Indikationen**

Für Krankenhausklinik und Patienten, staubfreie Werkstatt, Lebensmittelabrik.

### **Packkappenverpackung**

100 Stück / Beutel, 2000 Stück / Karton. Kartongröße: 58 \* 25 \* 27 cm 1 \* 20ft kann 715CTNS laden, insgesamt 1430000 Stück. 1 \* 40HQ kann 1737CTNS laden, insgesamt 3474000pcs.

Name	Einweg-chirurgische nicht gewebte elastische Kappen
Material	PP 10-30 g
Stil	Bouffant Cap, Clip Cap, Mob Cap, Doctor Cap
Farbe	weiß, grün, blau, gelb, pink, rot, orange usw.
Verpackung	100 Stück / Beutel, 2000 Stück / ctn
Verpackungsdesign	Der gesamte Druck von Innentaschen und Kartons kann Ihrem Design entsprechen
MOQ	100.000 Stück
Stichprobe	kann innerhalb von 3 Tagen kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden.
Zahlungsweise	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P.
Lieferzeit	Kapazität: 200.000 Stück / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen fertiggestellt werden.
FOB-Anschluss	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

### **Das Bild der Einweg-Bouffant-Kappe**















[http:// https://membercenter.made-in-china.com/](http://https://membercenter.made-in-china.com/)