

Wegwerfbares zahnmedizinisches Anti-statisches SMS-Kleid mit Daumen-Schleifen-Lieferanten

Einführung von SMS Gown mit Daumenschlaufe

1. Proben und Anpassung verfügbar.
2. Professionelle Qualitätskontrolle zur Kontrolle der Produktqualität. Alle Produkte entsprechen dem Qualitätsstandard
3. Haben Sie genügend Erfahrung und ein hohes Ansehen von unseren Kunden auf der ganzen Welt.
4. Schnelle Zahlung, schnelle Lieferung und konkurrenzfähiger Preis.
5. Stabile Qualität und bester Kundendienst.
6. OEM-Service ist verfügbar.

Spezifikationen von SMS Kleid mit Daumenschlaufe

Name	Wegwerfbares zahnmedizinisches Anti-statisches SMS-Kleid mit Daumen-Schleifen-Lieferanten
Material	SMS
Stil	Unsteril, Overhead-Stil, Heißsiegelhülse mit Ultraschall, elastisch im Handgelenk mit Daumenschlaufe
Größe	S (110 * 130cm), M (115 * 137cm), L (120 * 140cm), XL (125 * 150cm), 2XL (130 * 150cm), 3XL, 4XL, 5XL.
Gewicht	20G-65G
Farbe	GELB
Verpackung	nicht steril, 10 Stück / Beutel, 50 Stück / Karton oder 100 Stück / Karton,
MOQ	5000 Stück
Lieferung	Ein 40HQ Behälter kann innerhalb 15-25days beendet werden
Geschäft	Lagerung in trockener, feuchter Umgebung mit weniger als 80%, belüftet, nicht korrosive Gase

Bilder von SMS Kleid mit Daumenschlaufe

