

Schlüsselspezifikationen / Besonderheiten:

1. Produktgröße:

S M L XL XXL

2. Material:

PP 30-70GSM.

SMS 30-70GSM.

Sf 50-70cm

Pp + pe 30-60gsm

3. Materialbehandlung:

MaterialbehandlungResult.

Anti-Wasser: Ja

Anti-Dust: Ja

Anti-Statik: Ja / Nein

Anti-Blood: Ja / Nein

Anti-Alkohol: Ja / Nein

4. Farbe: weiß, blau, dunkelblau, orange und so weiter

5. Useage:

A. Kimonobe, der im Wellnessbereich und im Sauna verwendet wurde, um den Körper gegen das Wasser und den Staub zu bequemen.

B. Kimono kann in der Massage verwendet werden, um Ihren Körper zu entspannen.

C.Kimono kann im Reinigungsraum verwendet werden, beispielsweise der GMP.

D.Kimono kann im Krankenhaus eingesetzt werden.

6. Verpackung:

10pc / Beutel, 100pcs / ctn

7. OEM-Service:

A.Can drucken Sie die Band für unseren Kunden auf der PE-Tasche

B.Kann drucken Sie die Band für unseren Kunden in der Kartonbox

8. Proben:

Proben können nach dem Bestätigen mit 3 Tagen mit 3 Tagen ausgesandt werden.

9. Liefertermin:

Es kann 15 Tage nach Erhalt der Einlage geschickt werden.

Produktname:	Einwegkimono.
Größe:	S: 110 * 130 cm; M: 115 * 137cm, L: 120 * 140cm, Xl: 125 * 145cm; XXL: 130 * 150 cm oder maßgeschneidert
Farbe:	weiß, blau, rosa, gelb oder maßgeschneidert
Material:	SBPP, SMS, Spunlace
Stichprobe:	Kostenlose Proben verfügbar.

Anwendung:	Hauptsächlich in SPA verwendet, Schönheitssalonklinik usw
MOQ:	5000pcs.
Paket:	10pc / Beutel, 100pcs / ctn
Zahlung:	T / t, l / c
Lieferzeit:	Versand in 20 Tagen