

Alle Laborkittel sind aus Materialien höchster Qualität gefertigt und bieten hervorragenden Schutz und überlegenen Komfort:

- Nicht fesselnde Materialien sind glatt und angenehm, um Hautirritationen zu vermeiden
- Hoch atmungsaktive Konstruktionsschichten bleiben auch in langen Fällen kühl
- Verschiedene Stile können an Ihre unterschiedlichen Anforderungen angepasst werden

<u>Stoffmaterial</u>	SMS
Stil	Mit Krawatten an Kragen und Taille, gestrickten Manschetten
Abmessungen Größe	S-3XL
Stoffgewicht	35-65g, könnte als Ihre Anfrage sein
Farbe	Blaue Farbe
Zertifikat	ISO13485, FDA
MOQ:	10000 Stk
Verpackungsdesign	kann wie Ihr Design sein
Verpackung	1 Stück / Plastik Papiertüte, 50 Stück / ctn oder nach Ihren Wünschen
Fähigkeit	60.000 Stück pro Tag
Lieferzeit	10-30 Tage
<u>Anwendungen</u>	Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt, Krankenhaus

Das Bild von Einweg-Laborkittel mit gestrickten Manschetten medizinischer Hersteller




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

