

Alle medizinischen Kleider sind aus Materialien höchster Qualität gefertigt und bieten hervorragenden Schutz und überragenden Komfort:

- Nicht fesselnde Materialien sind glatt und angenehm, um Hautirritationen zu vermeiden
- Hoch atmungsaktive Konstruktionsschichten bleiben auch in langen Fällen kühl
- Verschiedene Stile können an Ihre unterschiedlichen Anforderungen angepasst werden

Stoffmaterial	SMS-Material
Stil	Mit Krawatten an Kragen und Taille, gestrickten Manschetten
Abmessungen Größe	120 * 140 cm, kann angepasst werden
Stoffgewicht	35-45g, könnte als Ihre Anfrage sein
Farbe	Blaue Farbe
Zertifikat	ISO13485, FDA, CE
MOQ:	10000 Stk
Verpackungsdesign	kann wie Ihr Design sein
Verpackung	1 Stück / Plastik Papiertüte, 50 Stück / ctn oder nach Ihren Wünschen
Fähigkeit	60.000 Stück pro Tag
Lieferzeit	7-30 Tage basierend auf der Bestellmenge
Anwendungen	Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt, Krankenhaus

Das Bild des medizinischen Einwegkleides der Stufe 1 mit gestrickten Manschetten



Tie on neck



Tie on belly



Tie on waist



Knitted cuff



