

..

Hergestellt aus hochwertigem Material, bietet einen hervorragenden Schutz und einen überlegenen Komfort: 1.seite: S-5XL.

Material, .Atmen.

.

.

..

.

Name..	.Einweg .PP-Labormantel..
Material.	.Pp..
Stil..	.Elastische Manschette oder gestrickt.
Größe..	S-5XL.
Farbe.	Blau..
Verpackung..	.10 PCs / Box, 10 Taschen / CTN.
Verpackungsdesign.	Alle Boxen in und der Kartonendruck können Ihr Design sein.
MOQ..	5000 PCs.
Proben.	Kann für Ihre Qualitätsprüfung frei zur Verfügung gestellt werden .2 Tage..
Zahlungsmethode.	T / t, paypal, Western Union, L / c, d / a, d / p, escrow,.
Lieferzeit.	Kapazität: 10.000 PCs / Tag, 1 * 40HQ können abgeschlossen sein .20. -.25. Tag;.
Port-FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou.

.

. Bild.. .Einweg. PP-Labormantel.