Die Eigenschaft von Einweg weißer PP Labormantel

Alles Baumwolltuch bestehen aus Materialien von höchster Qualität und bieten einen hervorragenden Schutz und einen überlegenen Komfort:

- 1. Größe: S-5xI oder angepasst
- 2. Made aus nicht gewebt Material, atmungsaktiv und komfortabel, sauber und sanitär.
- 3. Bequem und leicht, leicht auszuführen.

Die Spezifikation von Einweg weißer PP Labormantel

Name	Einweg weißer PP Labormantel
Material	рр
Stil	Gestrickt Kragen- und Strickmanschetten mit BottonS und Taschen
Größe	S-5xl
Farbe	blau
Verpackung	5pcs/Box, 10 Beutel/CTN
Packdesign	Alle Innenbox- und Kartondrucke können als Design sein
MOQ	5000 PCs
Probe	kann für Ihre Qualitätsprüfung kostenlos geliefert werden 2 Tage
Zahlungsweg	T/t, paypal, Western Union, L/c, d/a, d/p, Treuhandvereine,
Lieferzeit	Kapazität: 10.000 Prozent/Tag, 1*40HQ können innerhalb des Jahres
	fertiggestellt werden 2025 Tage;
FOB -Port	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou

Das Bild von Einweg weißer PP Labormantel





