

Die Eigenschaft von Einweg weißer PP Labormantel

Alles Baumwolltuch bestehen aus Materialien von höchster Qualität und bieten einen hervorragenden Schutz und einen überlegenen Komfort:

1. Größe: S-5xl oder angepasst
2. Made aus nicht gewebt Material, atmungsaktiv und komfortabel, sauber und sanitär.
3. Bequem und leicht, leicht auszuführen.

Die Spezifikation von Einweg weißer PP Labormantel

Name	Einweg weißer PP Labormantel
Material	pp
Stil	Gestrickt Kragen- und Strickmanschetten mit BottonS und Taschen
Größe	S-5xl
Farbe	blau
Verpackung	5pcs/Box, 10 Beutel/CTN
Packdesign	Alle Innenbox- und Kartondrucke können als Design sein
MOQ	5000 PCs
Probe	kann für Ihre Qualitätsprüfung kostenlos geliefert werden 2 Tage
Zahlungsweg	T/t, paypal, Western Union, L/c, d/a, d/p, Treuhandvereine,
Lieferzeit	Kapazität: 10.000 Prozent/Tag, 1*40HQ können innerhalb des Jahres fertiggestellt werden 20- -25 Tage;
FOB -Port	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou

Das Bild von Einweg weißer PP Labormantel



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

