

## Wegwerf schützende nicht gesponnene Labormantel-Schwarz-Farbe Lieferanten

- 1, kostenlose probe.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
- 2, kleiner Auftrag annehmbar;
- 3, L / C, T / T, D / P Begriffe verfügbar;
4. FOB-, CNF-, CIF-, EXW-Bedingungen verfügbar;
- 5, konkurrenzfähiger und stabiler Preis, weil wir Fabrik sind.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil der Produktprüfung ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen zu Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, rechtzeitige Lieferung. Die beste Lieferzeit ist 25-30 Tag für einen 40HQ-Container.
- 9, professioneller Exportservice. Dokumentation, Abfertigung, Seetransport, alles in einem.
- 10, guter Kundendienst. Wir kümmern uns um Beschwerden, da wir Ihr langfristiger Lieferant sein möchten!

### Spezifikation von Non Woven Lab Coat Black Farbe

Name	Wegwerf schützende nicht gesponnene Labormantel-Schwarz-Farbe Lieferanten
Größe	S-5XL Größen sind verfügbar, normale Größe. S: 98x118cm, M: 103x123cm, L: 107x128cm, XL: 110x134cm, XXL: 117x140cm. (Herstellung nach Muster und Spezifikationen des Kunden)
Material	PP45g
Stil	Stehkragen, Reißverschluss vorne, elastische Bündchen
Farbe	schwarz
Anwendung	Medizin & Gesundheit / Haushalt / Labor
Charakteristisch	Langlebig, umweltfreundlich, ungiftig, atmungsaktiv und flexibel
	Anti-Alkohol, Anti-Blut, Anti-Öl
	Wasserdicht, säurebeständig, alkalibeständig
MOQ	5000 Stück
Probe	kann innerhalb von 2 Tagen liefern
Zahlungsbedingung	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ÜBERTRAGUNGSURKUNDE, Paypal
Lieferzeit	Ein 40hq Container kann innerhalb von 20-30 Tagen fertiggestellt werden.



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

