Die Eigenschaft von dEinweg-SMS-Isolationskleid AAMI Level 3 Standard

Diese Kleider in voller Länge bestehen aus einem flüssigkeitsbeständigen, kühlen und bequemen Material, das sowohl Schutz als auch Komfort bietet.

Sie sind eine kostengünstige Alternative zu Laborkitteln und weisen wichtige Merkmale wie Taillenbänder und elastische Manschetten auf.

Der knielange blaue Mantel ist unisex.

Die Spezifikation von dEinweg-SMS <u>Isolationskleid</u> AAMI Level 3 Standard

Stoffmaterial	SMS 45g
Stil	hinten offen, Manschette mit Daumenloch
Abmessungen Größe	120 * 140 cm, 130 * 150 cm
Farbe	blau, gelb oder als Ihre Anfrage
Zertifikat	CE, ISO 13485, FDA
MOQ:	100.000 Stück
Verpackungsdesign	kann wie Ihr Design sein
Verpackung	10 Stück / Beutel, 1000 Stück / ctn oder nach Ihren
	Wünschen
Fähigkeit	50.000 Stück pro Tag
Lieferzeit	5-15 Tage
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie,
_	staubfreie Werkstatt

Das Bild von dEinweg-SMS-Isolationskleid AAMI Level 3 Standard









