

Product details

Nützliche Informationen Einweg-Bettlaken für Klinik

- 1) Material: nicht gesponnen,PP.SMS.mikroporöser
- 2) Gram Gewicht: 15-100gsm
- 3) Farbe: Weiß, blau, gelb, grün oder usw.
- 4) Größe: 200cm * 120cm / 200cm * 90cm / 180cm * 120cm / 180cm * 90cm / 90 * 60cm Oder als Ihre Anforderungen
- 5) Art: in zwei Enden elastisch oder elastisch in vier Ecken

Verpackung von PP medizinische Einwegbettlaken

S
S
e
ü
c
k
é
V
e
t
ø
a
c
k
u
ø
g
p
i
e
r
P
l
a
s
t
i
k
t
ü
t
e
,
5
p
c
s
/
C
T
N


R
P
G
M
I
B
A
G
E
S
P
A
S
K
C
O
N
T
E
N
T
S

B
e
m
e
r
k
u
n
g
:
a
l
l
e
k
ö
n
n
e
n
e
t
w
a
s
B
e
s
o
n
d
e
r
e
s
s
e
i
n
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
n
a
c
h
l
h
r
e
n
t
a
t
s
ä
c
h
l
i
c
h
e
n
B
e
d
a
r
f

Sreichlich Politik medizinische Blatt für Bett

- 1) Probe entsprechend Ihrer Konstruktionszeichnung. Probenzeit: 3-5days.
- 2) EESTEHENDE Proben Probenzeit: 1Tag
- 3) Machen Sie Massenproduktion nach Ihrem die Probe bestätigen.
- 4) Probe ist frei.

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers



FAQ

Q: 1. Was ist Ihre Ausgabekapazität für Ihre wichtigen Bereich des Produkts?

A: Gesichtsmaske Kapazität: 1000.000 Stück / Tag.

Coverall, OP-Kittel, Laborkittel, Bettlaken Kapazität: 10.000 Stück / Tag.

Caps Kapazität: 200.000 Stück / Tag. Jede 1 * 40HQ kann innerhalb von 1 Woche abgeschlossen sein.

F: 2. WHut ist Ihre MOQ jedes Produkt?

A: Gesichtsmaske / Kappen / Ueberziehsch / Arm Ärmel jeweils MOQ: 50.000 Stück.

Kleidung und Bettwäsche MOQ: 5000 Stück