

Einweg-Gesichtsmaske.

## Produktbeschreibung

Verwenden Sie 3 Schichten nicht gewebt Earlunde Hohe Filtrationsschutz Gesichtsmaske Lieferant

Hergestellt aus 3 Schichten, Innen- und Außenschichten sind PP nicht gewebt, die mittlere Schicht ist 99 hochwertiges Filterpapier. Mit Ohr-Loop-Stil.

## Vorteil

1. Sehr klarer Hersteller, ISO-CE-FDA-zertifiziertes 3plisches nicht gewebtes Gesichtsmasken-Einweg-chirurgisches Gesicht, jede Farbe.
- 2.O, CE, FDA, BFE> 99%, Typ II / Typ IIR-Standard.
3. Kapazität: 1000.000 PCs / Tag, 1 \* 40HQ können in 10-15 Tagen abgeschlossen werden.
4. Freelaxet-frei, einfacher Atem, umweltfreundliches, OEM-Verpackungsdesign, 24-Stunden-Service.
5. Freundliche Haut, hypoallergen, komfortabel, hohe Atmungsaktivität, Fiberglas frei, kostenlos Latex
- 6, kann einzeln verpackt sein.

## Spezifikation.

Material	3ply, PP Vlies 25g + Filter 25g + PP NON WOVN 25G
Feature.	Freundliche Haut, hypoallergen, komfortabel, Atmungsaktivität, kostenloser Fiberglas, kostenloser Latex
Stil	Elastische Ohrschleife (freier Latex)
Größe	17,5x9,5 cm (erwachsen)
Farbe	Weiß, Grün, Blau, Rosa, Gelb, Rosa, Orange, Lila, Rot, Grüner Apfel, Schwarz, (Alle Farben können verfügbar sein)
Verpackung	Nicht steril: 50pcs / Box, 2000pcs / ctn oder 1000pcs / ctn
Packungsdesign.	Alle inneren Boxen und Kartonendrucke können wie Ihr Design sein
Kartongröße	52x38x30cm.
Anwendung	Klinisches medizinisches Personalkrankenhaus und Patienten. Staubfreie Workshops, Laboratorien, Lebensmittelindustrie, elektronische Fertigung und so weiter
Moq.	10000 Stück
Stichprobe	Kann innerhalb einer Woche frei für Ihren Qualitätskontrollen bereitgestellt werden
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P / Escrow
Lieferzeit	1 * 40HQ kann in 7-10 Tagen abgeschlossen werden. Insgesamt Sie (2 Millionen PCs pro Tag)
FOB-Anschluss.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

## Verpackung & Lieferung

Nicht steril: 50pcs / Box, 40 Boxen / CTN oder 20 Boxen / CTN

unser Service

1. Geben Sie die besten Qualitätsprodukte an

Das professionelles QC-Team steuert strikt jeden Produktionsschritt, bis es enthält.

2. Die schnellste Lieferzeit

Wenn dringend, 1 \* 40HQ in 5-7days abgeschlossen werden können!

Normalerweise können 1 \* 40HQ in 10-15 Tagen abgeschlossen sein!

Beschäftigte Saison, 1 \* 40HQ kann in 25-30 Tagen abgeschlossen sein!

3. Der angemessenste Preis

Investieren Sie weiter in steigende Arbeiter, Produkte und unseren qualifizierten Prozess, um die Kosten jedes Schritts zu minimieren!

4. Süßer und schneller Service

Unsere Arbeiter werden Ihre Frage immer geduldig treffen

in 5-10 Minuten.

5. Wir können auch der Quelle des angeschlossenen Produkts helfen.

Zusätzlich zu allen Arten von Einweg-Medizinprodukten können wir auch Ihrer Anschlussquelle mit Ihrer Anfrage helfen!

## Firmeninformation

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd. ("Orient Honest") ist die Entwicklung globaler Produkte und direkte Fertigungsunternehmen, die auf Innovation und medizinische Kosten spezialisiert sind, und kostengünstige Kosten. Orient Honest wurde auf unsere umfangreiche Produktlinie erweitert, wie alle Arten von wegwerfbaren Schutzhüllen, chirurgischen Kleidern, Labormänteln, Gesichtsmasken, Blechen, chirurgischen Kappen, Schuhabdeckungen, Armarmen, Regenponchos, Baumwollrollen usw.

Orient Honest ist ein schnell wachsendes Unternehmen, die Kundenzufriedenheit ist immer unsere Mission und Zweck. Unser Engagement für eine nachhaltige Verbesserung unseres Fertigungsprozesses, der Verbesserung der Produktleistung und der Entwicklung neuer effektiver Produkte zur Erfüllung der Anforderungen verschiedener Kunden und Märkte. Alle unsere Produkte halten sich an internationale Qualitätsstandards wie ISO13485, CE, FDA.

Unsere Artikel wurden nach Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien usw. exportiert.

<https://www.china-disposable.com/products/surgical-safety-black-face-mask.html#.yj4ybagzauk>